



Produkt & Zubehör - Liste



Basis-Adapter 1.0: Grundkonstruktion gefertigt aus Edelstahl. Die Grundkonstruktion wird an einen faltbaren Rollstuhl mit Scheren-System montiert und verbleibt auch dort. Dabei kann der Rollstuhl weiterhin gefaltet werden.

Der Basis-Adapter 1.0 dient zur Aufnahme des Basis-Adapters 2.0.

Artikel Nr.: 1310010



Basis-Adapter 2.0: Aufbaukonstruktion gefertigt aus Edelstahl. Der Basis-Adapter 2.0 wird in den Basis-Adapter 1.0 eingeschoben und mit einem Bolzen gesichert. Das gefederte Element lässt sich durch einen Schnellspanner leicht in der Höhe einstellen und verdrehen. Der Querträger kann in der Weite und der Neigung individuell eingestellt werden.

Der Basis-Adapter 2.0 bestehend aus: senkrechtem Rohr incl. Bolzen (aus Edelstahl), Schnellspanner, gefedertem Element, Stelling und Querträger (aus Edelstahl).

Artikel Nr.: 1320010

Zubehör



Adapter für Babyschale: Der individuell angefertigte Adapter wird am Querträger befestigt. Er dient der Aufnahme z.B. einer Babyschale und zur sicheren und einfachen Mitnahme eines Babys mit dem Rollstuhl.

Zur Adaption handelsüblicher Baby-Tragewannen und Babyschalen (bei Verwendung entsprechender Zwischenadapter).

Der Adapter zur sicheren Befestigung im Querträger des MULTI-Rollstuhl-Adapters.

Artikel Nr.: 1340010



Sitzschale für Kinder: Die individuell angefertigte Sitzschale dient der sicheren und einfachen Mitnahme eines Kindes mit dem Rollstuhl. Die Weite und die Neigung sowie die Höhe sind individuell einstellbar.

(Geeignet für Kinder im Alter von ca. 1 bis ca. 6 Jahren oder max. 22 kg)
Bestehend aus: Sitzschale mit Gurt, Edelstahlplatte, gefedertes Element und Stelling.

Die Sitzschale zur sicheren Befestigung im Basis-Adapter 2.0.
Artikel Nr.: 1350010



Sitzschale für Kinder: Die individuell angefertigte Sitzschale dient der sicheren und einfachen Mitnahme eines Kindes mit dem Rollstuhl. Die Weite und die Neigung sowie die Höhe sind individuell einstellbar.

(Geeignet für Kinder im Alter von ca. 1 bis ca. 6 Jahren oder max. 22 kg)
Bestehend aus: Sitzschale mit Gurt, Edelstahlplatte, ungefedertes Element und Stelling.

Die Sitzschale zur sicheren Befestigung im Basis-Adapter 2.0.
Artikel Nr.: 1350020



Rollstuhltisch: Der Rollstuhltisch lässt sich vielseitig nutzen. Ob als Laptoptisch (hierbei bietet der Rollstuhltisch genügend Platz für einen Laptop mit 15,6“, eine Maus, ein Glas Wasser und einen Notizzettel samt Stift) oder z.B. zum Schreiben und Lesen. Er wird dabei auf einfache Weise in den Querträger des MULTI-Rollstuhl-Adapters eingeklickt und gesichert. Es können die Weite und die Neigung sowie die Höhe individuell eingestellt werden.

Der Rollstuhltisch zur sicheren Befestigung im Querträger des MULTI-Rollstuhl-Adapters.

Maße: L: 60 cm, B: 40 cm, H: 1,5 cm

Artikel Nr.: 1330010



Korb: Der individuell angefertigte Korb wird zum Einkaufen oder dem Transport von Gegenständen mit dem Rollstuhl verwendet. Er wird auf einfache Weise in den Querträger eingeklickt und gesichert.

Der Korb zur sicheren Befestigung im Querträger des MULTI-Rollstuhl-Adapters.

Artikel Nr.: 1360010



Einkaufskorb – Reistentel-Carrybag: Der Einkaufskorb wird zum Einkaufen oder dem Transport von Gegenständen mit dem Rollstuhl verwendet. Er wird auf einfache Weise in den Querträger eingeklickt und gesichert. Auf der Innenseite befindet sich ein Fach mit Reißverschluss.

Der Einkaufskorb zur sicheren Befestigung im Querträger des MULTI-Rollstuhl adaptors.

Maße: L: 48 cm, B: 28 cm, H: 29 cm / Volumen: 22 L

Artikel Nr.: 1370010



Faltkorb 24 Liter: Der Faltkorb 24 Liter wird zum Einkaufen oder dem Transport von Gegenständen mit dem Rollstuhl verwendet. Er wird auf einfache Weise in den Querträger eingeklickt und gesichert.

Der Faltkorb zur sicheren Befestigung im Querträger des MULTI-Rollstuhl adaptors.

Maße: L: 43,5 cm, B: 31 cm, H: 21,3 cm

Artikel Nr.: 1370020



Faltkorb 32 Liter: Der Faltkorb 32 Liter wird zum Einkaufen oder dem Transport von Gegenständen mit dem Rollstuhl verwendet. Er wird auf einfache Weise in den Querträger eingeklickt und gesichert.

Der Faltkorb zur sicheren Befestigung im Querträger des MULTI-Rollstuhl adaptors.

Maße: L: 49 cm, B: 36 cm, H: 25 cm

Artikel Nr.: 1370030

Der **MULTI**-Rollstuhladapter

Ihre neue
Freiheit



beim Einkaufen!



beim Surfen!



beim Spazieren!



beim Ausflug!

Der Adapter verbindet verschiedenste Aufsätze einfach und sicher mit Ihrem Rollstuhl.